

最新ゼータ電位・粒子径・分子量測定システム
を用いた

分散性評価ワークショップ


10月17日 金

名古屋大学 工学部 3号館
北棟 118号室

粒子径やゼータ電位は、分散・凝集のメカニズム解明に重要なパラメータです。このたび、大塚電子株式会社の全面協力のもと、最新装置ELSZneoを本学内に設置してワークショップを開催することとなりました。原理や操作説明に加え、メーカー分析技術者に直接相談が可能な個別分析相談室も予定しており、測定のお困りごとにも対応いたします。測定したデータはお持ち帰りいただけますので、ぜひこの機会に最新装置の使い心地を体感ください。

● ワークショップスケジュール ●

- 10:00 測定原理・最新アプリケーション紹介
- 10:30 ELSZneo 操作説明会
- 休憩
- 13:00 分析相談（50分3枠）※ご予約が必要です



● 展示機種 ●



ELSZ neo
ゼータ電位・粒子径・分子量測定システム

ゼータ電位 / 粒子径 / 分子量 /
粒子濃度 / マイクロレオロジー / ゲル網目構造解析 の測定が可能です

粒子を分散させた溶液をご準備ください

下記の試料でも測定が可能です

平板試料（最小9mm×30mm、厚み5mmまで）

高濃度試料（上限濃度10wt%、粘度20cp以下）

微量試料（ゼータ電位：200μL、粒子径：50μL必要）

● お申込み ●



左記 二次元コードもしくは下記URLよりお申し込みください

<https://forms.office.com/r/ak9ZhkcABr>

協力
オザワ科学株式会社
大塚電子株式会社

